





















# Glossaire des symboles standard

Symbole	Standard	N° de réf.	Titre	Description
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.1.1	Fabricant	Indique le fabricant du dispositif médical.
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.1.2	Mandataire dans la Communauté européenne/l'Union européenne	Indique le mandataire dans la Communauté européenne/l'Union européenne.
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.1.3	Date de fabrication	Indique la date à laquelle le dispositif médical a été fabriqué.
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.1.4	Date limite d'utilisation	Indique la date après laquelle le dispositif médical ne doit plus être utilisé.
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.1.5	Code de lot	Indique le code de lot du fabricant afin que le lot puisse être identifié.
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.1.6	Numéro de référence	Indique le numéro de référence du fabricant afin que le dispositif médical puisse être identifié.

Symbole	Standard	N° de réf.	Titre	Description
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.1.7	Numéro de série	Indique le numéro de série du fabricant afin qu'un dispositif médical spécifique puisse être identifié.
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.1.8	Importateur	Indique l'entité qui importe le dispositif médical dans la région.
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.1.9	Distributeur	Indique l'entité qui distribue le dispositif médical dans la région.
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.1.10	Numéro de modèle	Indique le numéro de modèle ou le numéro de type d'un produit.
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.1.11	Pays de fabrication	Identifie le pays de fabrication des produits.
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.2.3	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène	Indique un dispositif médical qui a été stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.2.4	Stérilisé par irradiation	Indique un dispositif médical qui a été stérilisé par irradiation.

Symbole	Standard	N° de réf.	Titre	Description
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.2.6	Ne pas restériliser	Indique un dispositif médical qui ne doit pas être restérilisé.
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.2.8	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi	Indique un dispositif médical qui ne doit pas être utilisé si l'emballage a été endommagé ou ouvert et que l'utilisateur doit consulter le mode d'emploi pour obtenir des informations supplémentaires.
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.2.11	Système de barrière stérile unique	Indique un système de barrière stérile unique.
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.4.2	Ne pas réutiliser	Indique un dispositif médical destiné à un usage unique exclusivement.
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.4.3	Consulter le mode d'emploi ou le mode d'emploi électronique	Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi.
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.4.5	Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel	Indique l'absence de latex de caoutchouc naturel sec ou de latex de caoutchouc naturel comme matériau de construction dans le dispositif médical ou l'emballage d'un dispositif médical.

Symbole	Standard	N° de réf.	Titre	Description
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.6.3	Apyrogène	Indique un dispositif médical apyrogène.
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.7.4	Site Web d'information à l'intention des patients	Indique un site Web où un patient peut obtenir des renseignements supplémentaires sur le produit médical.
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.7.7	Dispositif médical	Indique que l'article est un dispositif médical.
	<b>ISO 15223-1</b> Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.	5.7.10	Identifiant unique du dispositif	Indique un support contenant des informations d'identification uniques du dispositif.
	<b>S.O.</b>	21 CFR 810.15 21 CFR 801.109(b)(1)	Sur ordonnance uniquement	Attention : La loi fédérale (des États- Unis) limite la vente de ce dispositif par un médecin ou sur ordonnance.
	<b>RDM 2017/745</b>	Annexe V	Marquage CE; Peut être accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié	Indique la conformité technique européenne.
	<b>Aucune</b>	Aucune	Quantité	Indique le nombre de dispositifs médicaux contenus dans ce niveau d'emballage.